

Human Epidermis Organoid Complete Medium (人表皮类器官完全培养基)

货号: HEdCM-100

产品介绍

人表皮类器官完全培养基是一款用于建立和维持源自人表皮基底祖细胞的表皮类器官的商品化培养基。人表皮类器官具有复层结构, 包含基底细胞、角质细胞和角化层扁平细胞等, 因此在结构、细胞类型上均可再现表皮特征, 可用于研究表皮发育、疾病机制以及药物筛选等。

产品信息

产品组成	货号	规格	储存条件及周期
Human Epidermis Organoid Complete Medium A	HEdCM-100	100 mL	4°C, 6个月
Human Epidermis Organoid Complete Medium B (50×)		1 mL×2	-20°C, 1年
Human Epidermis Organoid Complete Medium C (250×)		0.4 mL	-20°C, 1年

其他需准备的试剂信息

试剂名称	厂家	货号
类器官专用基质胶	SHR Biotechnology	OEM-10
皮肤组织消化液	SHR Biotechnology	STD-50
上皮类器官基础培养基	SHR Biotechnology	OBM-500
类器官传代消化液	SHR Biotechnology	OPD-50P



类器官冻存液	SHR Biotechnology	OFM-50
类器官润洗液	SHR Biotechnology	OMR-100
类器官裂红液	SHR Biotechnology	OCM-50

人表皮类器官完全培养基的制备

在无菌条件下制备人表皮类器官完全培养基。以下是准备 10 mL 完全培养基的示例，如所需量不同，请进行相应用量调整。

1. 冰上解冻Human Epidermis Organoid Complete Medium B (50×)和Human Epidermis Organoid Complete Medium C (250×)。

注意：解冻后，建议将Human Epidermis Organoid Complete Medium B (50×)和Human Epidermis Organoid Complete Medium C (250×)按需分装后保存取用，避免反复冻融。对于微量试剂组分Human Epidermis Organoid Complete Medium C (250×)，建议瞬时离心5秒钟（500-2000 rpm）后，再开盖分装使用，以避免损失。

2. 将 200 μL Human Epidermis Organoid Complete Medium B (50×)，40 μL Human Epidermis Organoid Complete Medium C (250×)加至 9.76 mL Human Epidermis Organoid Complete Medium A 中，充分混合，配制成 10 mL 人表皮类器官完全培养基。

注意：配制好的人表皮类器官完全培养基可在2-8℃储存不超过7天，建议现配现用。Human Epidermis Organoid Complete A内含有细菌及真菌抗生素。

人表皮类器官原代培养

注意：涉及主要人体组织材料的研究必须遵循所有相关机构和政府法规。在收集人体组织材料之前，必须获得所有受试者的知情同意。

1. 将手术切除的正常皮肤组织样本从 4 °C 样本保存液（SPS-100）中取出，评估所获得的组织块是否由上皮细胞组成，是否含有脂肪或肌肉组织。如果含有脂肪或肌肉组织，需在解剖显微镜下使用手术剪刀或手术刀和钳子尽可能移除非上皮成分。如果没有脂肪或肌肉组织，立即继续下一步。
2. 用上皮类器官基础培养基（OBM-500）冲洗组织，直到上清液澄清。
3. 使用外科剪刀或手术刀将组织切成2-3 mm³的小碎块，放入 15 mL离心管中。
4. 加入适量皮肤组织消化液I（根据皮肤组织消化液STD-50说明书配置使用），4 °C过夜消化。



5. 次日用无菌镊子剥离下表皮层，剪碎后加入适量皮肤组织消化液II（根据皮肤组织消化液STD-50说明书配置使用），37 °C 孵育15 min。

注意：密切监测消化过程，可配合通过剧烈摇晃或上下吸取混合物来加快消化进程。为了防止过度消化，每 5-10 min 应在显微镜下观察是否出现上皮细胞簇，并及时终止消化。

6. 加入 10 mL（约 3~5 倍体积）上皮类器官基础培养基（OBM-500）来终止消化，并轻轻地上下晃动离心管。

7. 使用 70 μm 滤网过滤，收集滤液。

8. 在 4 °C 下，300 g 离心滤液 3 min，弃上清。如果细胞沉淀为红色，吸弃上清液后，加入 2 mL 类器官裂红液（OCM-50）重悬沉淀，在室温下裂解红细胞 30 s-1 min，然后 300 g 离心 3 min。

注意：红细胞裂解的具体时间可以根据红色深浅进行判断，尽量去除红细胞。

9. 吸弃上清液后，加入 10 mL 上皮类器官基础培养基（OBM-500）重悬沉淀，300 g 离心 3 min，弃上清。

10. 吸弃上清液后，加入 1 mL 上皮类器官基础培养基（OBM-500）重悬沉淀，转移至 1.5 mL EP 管中，300 g 离心 3 min。

11. 吸弃上清液后，用适量的类器官专用基质胶（OEM-10, > 70% vol/vol）重悬组织沉淀，推荐重悬密度为每 μL 基质胶悬液含 8-20 个细胞团（约 200-500 个细胞），重悬后置于冰上，重悬时间不超过 30 s 以避免基质胶过早凝固。

注意：24 孔板每孔推荐接种一个 30 μL 基质胶滴，可根据细胞计数结果确定需要接种的胶滴数量。混合过程中应尽量避免产生气泡，以免影响后续观察以及类器官生长。

12. 将悬液点入 24 孔板底部正中央，每孔 30 μL 左右，避免悬液接触孔板侧壁。

注意：为防止基质胶室温凝固，此步骤应尽快完成。

13. 将铺好的培养板至于 37 °C CO₂ 恒温培养箱中，孵育 15-25 min 左右成胶。

14. 配制人表皮类器官完全培养基。

15. 待基质胶完全凝固后，加入已配制好的人表皮类器官完全培养基，24 孔板每孔 500 μL。

注意：请沿壁缓慢加入，避免破坏已凝固结构。如形成的基质胶穹顶结构较高，可加入 600 μL 保证浸没完全。

16. 将 24 孔板置于 37 °C CO₂ 培养箱中培养。每 2 天更换一次培养基，更换培养基时应避免破坏基质胶。

17. 密切监测类器官的形成。理想情况下，人表皮类器官可以在初次接种后 4~6 天进行首次传代。原代培养的人表皮类器官生长过程如图 1A-B 所示。

人表皮类器官传代培养

当大部分类器官直径长至 100 μm 左右时，即可进行传代培养，具体步骤如下：

1. 用经过润洗液润洗的枪头吹打刮取类器官，并将类器官和培养基的悬液转移至经过润洗液润洗的 1.5 mL EP 管中。

2. 用经过润洗液润洗的枪头用力吹打重悬类器官悬浮液，使得类器官与基质胶分离。



3. 在室温条件下 300 *g* 离心 3 min，弃上清，加入 0.2 mL 类器官传代消化液（OPD-50P）重悬底部类器官沉淀，用经过润洗液润洗的枪头吹打后置于 37 °C 下孵育 15-30 min，直到类器官消化完成。

注意：密切监测类器官消化情况，将消化时间控制在最短时间内完成。根据经验，如果可以观察到小块细胞（由10-50个细胞组成）的混合物，消化就完成了。

4. 加入 1 mL 上皮类器官基础培养基（OBM-500）终止消化，4 °C条件下 300 *g* 离心 3 min。

5. 重复步骤 4 洗涤沉淀一次。

6. 吸弃上清液后，用适量的基质胶（OEM-10, > 70% vol/vol）重悬组织沉淀。

注意：如类器官生长状态较好，推荐传代比例建议为1:3-1:5，根据消化获得的细胞团数量选择。

7. 将基质胶和类器官的混合悬液点入 24 孔板底部正中央，避免悬液接触孔板侧壁，每孔 30 μ L 左右。

8. 将接种完成后的培养板至于 37 °C CO₂ 恒温培养箱中，孵育 15-25 min 左右成胶。

9. 待基质胶完全凝固后，加入配制好的人表皮类器官完全培养基，24 孔板每孔 500 μ L。

10. 将 24 孔板置于 37 °C CO₂ 培养箱中培养。传代后的人表皮类器官生长过程如图 1C-D 所示。

人表皮类器官的冻存

当类器官平均直径长至100-200 μ m，增殖活性较好且结构透亮，边界清晰时，即可进行冻存。具体步骤如下：

1. 吸弃原培养液，加入4 °C预冷的上皮类器官基础培养基（OBM-500），用经过润洗液润洗的枪头吹打刮取类器官，并将类器官和培养液的悬液转移至经过润洗液润洗的1.5 mL EP管中。

2. 用经过润洗液（OMR-100）润洗的枪头反复吹打重悬类器官悬浮液，使得类器官与基质胶分离。

注意：吹打力度需要控制，尽量保证类器官的完整性，以提高冻存后的复苏活性。

3. 在室温条件下300 *g*离心3 min，弃上清。

4. 加入1 mL上皮类器官基础培养基（OBM-500）洗涤沉淀一次，室温条件下300 *g*离心3 min，弃上清。

5. 类器官沉淀中加入1 mL预冷的类器官冻存液（OFM-50），吹打混匀后立即移入冻存管中。

6. 程序降温及长期保存：

冻存方法 (1)：将冻存管放入梯度降温冻存盒然后保存至-80 °C过夜，第二天取出放入液氮罐。

冻存方法 (2)：4 °C冰箱放置 10 min，转移至-20 °C放置 30 min，转移至-80 °C过夜，第二天取出放入液氮罐。

注意：-80 °C冻存建议不超过3个月，液氮冻存建议不超过1年。

注意事项

1. 产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行。

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3. 本产品仅供科研使用，禁止用于人体。



论文发表规范引用参考

Human epidermis organoids were cultured with Human Epidermis Organoid Complete Medium (HEdCM-100, SHR Biotechnology, Wuxi, China) according to manufacturer's instructions.



附录1 人表皮类器官培养过程图




图1 人表皮类器官培养过程示例

(A-B) 原代人表皮类器官的生长状态 (P0 D0、D4)，可见明显的生长趋势。原代类器官以实质结构为主，并出现呈现角化核心，直径可达100 μm 。(C-D) 第一代人表皮类器官的生长状态 (P1 D0、D4)，传代后的类器官仍以实质结构为主，可观察到部分类器官多层结构减少，表明角化程度加深。比例尺：200 μm 。



附录 2 人表皮类器官染色鉴定图




图 2 人表皮类器官 HE 染色

由图可见人表皮组织 (A) 和类器官 (B) 内细胞的排布, 细胞核、细胞质颜色以及核质比均近似, 且结构相近, 提示类器官和来源组织在组织形态上相似。比例尺: 20µm。




图3 人表皮类器官免疫荧光染色

分别对人表皮组织 (A) 和类器官 (B) 进行免疫荧光染色观察K14 (绿色)、K10 (红色) 表达。结果显示, K10表达的角质层位于表皮类器官中心, 而K14表达的基底层围绕角质层形成分层结构。比例尺: 20 µm。

